



FILLUS

Güzelliğinizi ve Kendinize Güveninizi Arttırın

Ürün Çeşitleri

Ürün Adı	FILLUS FINE	FILLUS DEEP	FILLUS SUB-Q
İçerik	HA 20mg/ml	HA 20mg/ml	HA 20mg/ml
Hedef alanlar	İnce kırışıklıklar, kaz ayakları (göz çevresindeki kırışıklıklar), kaş arası çizgiler, boyun çizgileri, gözaltı, barkod çizgileri	Orta/Derin çizgiler, nazolabial kıvrımlar, dudak, yanaklar, çene ve alın hatlarının belirginleştirilmesi	Derin kırışıklıklar, burun şekillendirme, çene, elmacık kemikleri, jawline ve şakak dolgusu
Enjeksiyon alanları	Yüzeysel	Orta dermis	Derin dermis
Şırınga boyutu	1.0ml	1.0ml	1.0ml
İğne boyutu	30G	27G	27G(25G)
Tedavi aralıkları	8~12 ay	12~18 ay	12~18 ay
Saklama sıcaklığı	2~25°C	2~25°C	2~25°C
Raf ömrü	36 ay	36 ay	36 ay
Ambalaj	1 adet 30G ve 1 adet 27G iğne	2 adet x 27G iğne	2 adet 27G iğne

CE
certificated Model
(ORIGINAL)



Medisis
Estetik Çözümler

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ:

MEDİSİS ESTETİK ÇÖZÜMLER KOZMETİK SAĞLIK TURİZM İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
www.medisestetik.com




www.wellfort.co.kr



FILLUS serisi

- FILLUS, insan vücuduna zararsız olan hyaluronik asit (HA) dolgu maddesidir. Çoklu Grup Zincir yöntemi kullanılarak mükemmel bir hacim sağlar.
- FILLUS serisi partikül boyutlarına göre FINE, DEEP ve SUB-Q olmak üzere üç farklı tip üründen oluşmaktadır.
- Lokal anestezi krem kullanılması ağrıyı azaltarak hasta memnuniyetini artırır.



FILLUS FINE

FILLUS DEEP

FILLUS SUB-Q

Özel Üretim Teknolojisi

MGC yöntemi kullanılarak yüksek viskozite ve esneklik elde edilmiştir.

Yüksek Çapraz Bağlanma Oranı

DVS (divinyl sülfon) yoluyla kesin çapraz bağlanma, garantili saflık ve kalite sağlanmaktadır.

Üstün Etkileri

Enjeksiyon, yoğun bir şekilde bulunan HA partikülleri nedeniyle daha yumuşak bir his verir ve etkileri daha uzun sürer.

Ürün Çeşitleri

Ürün seçimi tedavi alanları ile beraber doktor ve hastanın tercihine bağlıdır.




Çoklu Grup Zinciri Metodu

(MGC-Multi Group Chain Method)


Mevcut ağ yapısının yükseltilmiş versiyonu olan mikro boncuk yapısı kullanılarak dolgunun vücutta kalma süresi en üst düzeye çıkarılmaktadır

	DVS	BDDE	Karşılaştırma
Partikül boyutları	118,15	202,25	½ miktar
Çapraz Bağlanma	5	14	1/3 uzunluk



FILLUS'un bir çapraz bağlama ajanı olan DVS (Divinyl Sülfone), viskoziteyi ve kohezyonu iyileştirir. Ayrıca HA parçacıklarını daha sıkı çapraz bağlayarak dolgunun etkilerinin BDDE'den daha uzun sürmesini sağlar.

Ürün Özellikleri



Güvence

Düşük DVS ve Endotoksin kalıntısı / Yüksek Saflıkta HA Kullanımı / CE ve KFDA Sertifikalı

Etkileri


Mükemmel viskozite ve uzun süre kalıcılık / Çoklu Grup Zinciri işlemi ve DVS tarafından oluşturulan yüksek yoğunlukta HA parçacıkları

İşlem Kolaylığı

Tek tip çapraz bağlama yoluyla yumuşak enjeksiyon hissi / Doktor ya da hastanın tercihine göre uyarlanmış farklı ürün türleri

Tedavi Alanları

- FILLUS FINE** Papiller dermis (derminin üst katmanı)
- FILLUS DEEP** Retiküler dermis (derminin alt katmanı)
- FILLUS SUB-Q** Deri altı yağı/hipodermis (en derin katman)



FILLUS DEEP

- » Orta ve derin kırışıklıklar
- » Nazolabial kıvrımlar
- » Kaş arası çizgiler
- » Derin alın çizgileri
- » Kukla çizgileri (Marrionett)
- » Yanaklar, çene ve alın hatlarının belirginleştirilmesi
- » Dudak şekillendirme ve kontur

FILLUS FINE

- » İnce kırışıklıklar
- » Kaz ayakları
- » Kaş arası çizgiler
- » Alın çizgileri
- » Barkod çizgileri
- » Dudak etrafında hafif kırışıklıklar

FILLUS SUB-Q

- » Çok derin kırışıklıklar / Lifting / Hatların belirginleştirilmesi
- » Derin nazolabial kıvrımlar
- » Yanaklar, çene, alın ve elmacık şekillendirme
- » Burun şekillendirme
- » Şakak dolgu
- » Jawline dolgu

